

OminiAPI

Omini API 

 OpenAI  Codex  Claude Code  OpenClaw 

- [Omini API !\[\]\(38441ceaa711016e0bf2ad46ad394ff4_img.jpg\)](#)

Omini API




Omini API	AI API	AI	OpenAI
	Codex	Claude Code	HermesAgent
	OpenClaw		API
1	1	x	
gpt-5.6-sol	5\$/M	30\$/M	0.5 /M
	x	0.08	0.4 /M 2.4 /M
0.04 /M	deepseek		

<https://api.omini.cn>

API `https://api.omini.cn/v1`

M 100 Token

gpt-5.6



1.

[Omini API](#)

2. API



1. 在“API 密钥”中
 2. 找到要使用的 API 密钥
 3. 复制 API 密钥
 4. 在代码编辑器中，将 API 密钥替换为 sk- 后跟 API 密钥
- 在代码编辑器中，将 API 密钥替换为 sk- 后跟 API 密钥

3. 在代码编辑器中，将 API 密钥替换为 sk- 后跟 API 密钥

在代码编辑器中，将 API 密钥替换为 sk- 后跟 API 密钥

Omini API 密钥 OpenAI 密钥 OpenAI SDK 密钥 Base URL 密钥 API 密钥

在代码编辑器中，将 API 密钥替换为 sk- 后跟 API 密钥

在代码编辑器中，将 API 密钥替换为 sk- 后跟 API 密钥




👉 OpenAI 📄

- **Base URL**
- **API Key**

Codex Claude Code HermesAgent OpenClaw
 ""OpenAI Compatible"" "Base URL"
API

“
Omini

- codex**
1. codex <https://wwasj.lanzn.com/iSkUD3vn3pkb>
 2. Codex++ API codex
<https://github.com/BigPizzaV3/CodexPlusPlus/releases>
 3. codex codex++



cc switch



□□	□□□□	□□□□
----	------	------

401 Unauthorized	XXXXXXXXXX	Authorization: Bearer sk-... XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
429	XXXXXXXXXX RPM/TPM XX	XXXXXXXXXXXX
5xx	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- QQ 2543966214
- 17520260974

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX ¥5/M XXX ¥30/M XXXX ¥0.05/M
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 100%XXXXXXXXXXXX

https://docx-api.omini.cn/

cun.ai

新用户注册送 8.8 USD 额度

Fable-5 GPT-5.4 OLMo-2

套餐额度翻倍

最高 \$1000

秒级到账 5折充值 最高得\$1000

首充+50%

累计满\$1000赠送\$388

去领取

挑选靠谱的中转站

接口配置

API 接口地址

API KEY

目标模型

Fable 5

Opus 4.8

Opus 4.7

Sonnet 5

GPT 5.6 Sol

GPT 5.6 Terra

GPT 5.5

Gemini 3.1 Pro

已为用户检测100万+ 次持续保持隐私零泄露 为保障账户安全，建议优先使用测试专用KEY，我们和您一样重视账户安全，请放心使用

检测是否降智 (可能增加约 1-2 分钟检测时长)

开始检测

检测结果

检测模型 GPT 5.6 Sol

100% 完美匹配

检测时间 2026-07-18 20:44

检测方 https://hvoy.ai

查看同类推荐

知识问答校验

通过

型号特征校验

通过

协议一致性

通过

响应结构

通过

降智检测

通过

延迟 7.8s

Tokens/秒 6.2

输入 Tokens 1,229

输出 Tokens 48

缓存读取 Tokens 3,840